



バンドピーパー


電気泳動が、その場で確認でき、待ち時間を解消!!



①黒の専用トレイを使って泳動



②ボタンを押せば 泳動状況が一目瞭然!!
アプライの失敗もその場で分かります。



■泳動実験効率アップ!! その場で結果を確認して次の泳動に!!
もう泳動終了まで待つことも、イメージャーの順番を待つ必要もなくなりました!!
泳動途中でもボタンを押せば泳動結果がリアルタイムで確認でき、次の泳動ができます

■青色LEDで安全
肌にもDNAにも安心!! ニッキングがないので実験効率アップ



■幅広い蛍光色素に高感度対応!!
UltraPowerの他、励起波長470nmの蛍光色素に最適です。

■落射用黒トレイが付属
Mupidサイズの黒いトレイが、RT-160には2サイズ(S,L) RT-172には (S, L, exU) が付属しています。

Cat#	RT-160	RT-172
対応泳動槽	Mupid-2plus	Mupid-exU, One
外寸(mm)	160x170x82	166x183x51
窓サイズ	150x60 (mm)	
フィルター	琥珀色フィルター	
電源	DC 24V/1.25A	
感度	2ng	
波長	470 (nm)	
価格	¥59,800	

LEDイルミネータ

DNAのニッキングがなく安全なLEDで 実験効率アップ!!



MAESTROGEN

■LEDなので長寿命 人にもやさしい
・肌や目にやさしい、ゲルカットも安心、
・長寿命

■広い蛍光色素に対応!!
UltraPower, EtBr, SYBR®Safe,
GelGreen, SYBR Gold, SYBR®Green,
GelRed



	ウルTRASリムLED	ウルトラブライトLED
●ミニゲルサイズです。	●イメージャーにも出し入れできます	●イメージャーが上に乗るサイズ
●テーブル面は硬質ガラスです	●左右からの近接照射で高感度十均一照射	●青のみ(LB-16)、RGBモデル(LB-17)、赤+IRモデル(LB-17N)の3モデル
		※LB-17とLB17Nにはフィルターが含まれません。

モデル名	ウルTRASリムLED	ウルトラブライトLED		
型番	SLB-01	LB-17	LB-16	LB-17N
波長(nm)	470nm	470nm 530nm 630nm	470nm	740(NIR) 630(R)
外寸(mm)	21 x 210 x 30	340 x 280 x 80		
照射範囲(mm)	70 x 120	200 x 160	200 x 160	200 x 160
重量(Kg)	1.5kg	3.6kg	3.6kg	5kg
価格	¥56,000	¥98,000	¥78,000	¥98,000



UltraPower セーフダイで染色してウルTRASリムLEDで励起して撮影


UVトランスイルミネーター

静かで、低バックグラウンド!!


MAESTROGEN



ミニゲルサイズ



標準サイズ



商品名	UltraSlim-UV	UltraBright UV	
型番	UUV-01	MLB21	MB21
外寸	247x132x49mm	253D x 340W x 80Hmm	
ゲルサイズ	150x80mm	210x260mm	210x260mm
波長	302nm	302+365nm	302nm
電圧	12V - 1.5A	100V-240V 50-60Hz	
重さ	1.4	4.3kg	
価格	¥60,000	¥85,000	¥75,000