


プレートインキュベーター&シェーカー

Benchmark 



- ブラシレスモーター使用でメンテナンスフリー
- マイクロプロセッサによる正確な時間/速度の管理
- 旋廻速度200~1500rpm (標準プレート)
- 旋廻速度200~1000rpm (ディープウェルプレート)
- 時間と速度をデジタル表示
- プレートの脱着が簡単
- 連続運転可能

商品名	シェーカー
モデル	Mx100-4A
攪拌速度	200-1500rpm
振幅	3mm
タイマー	1min - 99h59min / 連続
寸法(mm)	280 Wx 270L x 140D
収納数	4プレート
価格	¥64,000

BIONET



MB100-4A

- マイクロプロセッサで 速度, 温度, 時間を制御
- 現在温度, 時間, 速度に加え 設定速度, 時間, 温度を表示します。
- プログラム完了後, 音で知らせます。
- フタも加温して蒸発を防ぎます。
- 温度制御, 温度均一性
- クランプでプレートをしっかり固定します。
- MB100-4Aは4枚収納, ディーププレートまで対応します。

商品名	インキュベーター&シェーカー	
モデル	MB100-4A	MB100-2A
攪拌速度	100-1500rpm	200-1200rpm
振幅	2mm	
温度範囲	室温+5~70℃	
温度均一性	+/-5℃	
タイマー	1min - 99h59min / 連続	
寸法(mm)	280 Wx 270L x 140D	320 Wx 350L x 185D
収納数	4プレート (ディープウェル対応)	2プレート
価格	¥150,000	¥95,000

BIONET



MB100-2A

BIONET

バイオネットジャパン株式会社
 〒194-0037 東京都町田市木曽西4-8-48
 TEL 042-792-3965
 FAX 042-792-3982
www.bionet.co.jp
info@bionet.co.jp